



专注外科手术器械领域
致力于微创外科手术整体解决方案



DISPOSABLE INCISION RETRACTOR FIXATOR

一次性切口牵开固定器



I型 可调节高度



II型 固定高度

适用范围 Application

本产品适用于供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤，减少切口感染用。

特点与优势 Features and Advantages

- 术中能有效地隔离切口组织与腹腔内脏器的接触，避免切口感染，大大降低手术后切口并发症；同时预防肿瘤的切口种植转移；
- 对切口的张力均匀，降低组织损伤，利于患者恢复；
- 预防刮宫手术后的继发子宫内膜移位；
- 有效缩小手术切口尺寸，能最大程度地牵开伤口，扩大手术视野，并且解放助手的双手；
- 缩短手术时间，提高手术的质量。

型号参数 Model Parameters

产品型号	规格	置入环外径 (mm)	外环外径 (mm)	通道外径 (mm)	长度 (mm)	切口尺寸 (cm)	手术类型
QYK-I	60/70-60/150	70	60	60	150	1-4.5	腹腔镜、儿童外科手术
	80/90-80/150	90	80	80	150	3.5-5.5	阑尾炎及气腹腔镜手术
	120/130-120/250	130	120	120	250	4-6.5	气腹腔镜、开放手术（胃肠、妇科、胸科、肝胆）
	150/160-150/250	160	150	150	250	5-7.5	
	180/190-180/250	190	180	180	250	7-14	开放手术（胃肠、肝胆、胸科、妇科），剖腹产手术
	220/230-220/250	230	220	220	250	8-16	
	270/280-270/250	280	270	270	250	10-25	
	320/330-320/250	330	320	320	250	14-25	
QYK-II	40/30-15/20	40	30	15	20	1-1.5	腹腔镜手术，悬吊式腹腔镜手术
	50/40-25/25	50	40	25	25	1-2.5	
	70/70-35/40	70	70	35	40	2-4.5	

※ 更多规格型号详见产品说明书；技术参数若有变更，恕不另行通知，请以最新资料为准；
※ 图片仅供参考，请以实物为准。

江苏钱璟医疗器械有限公司

联系电话：0519-86226176

微信：18915052587

邮箱：sales@qjmed.com

官网：www.qianjyl.com

地址：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区凤鸣路6号

